

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:30

Link do produktu: <https://akmed.pl/ortel-c3-classic-kolnierz-z-regulacja-wysokosci-p-3560.html>



Ortel® C3 Classic - kołnierz z regulacją wysokości

Numer katalogowy

2390 01

Producent

Thuasne

Opis produktu

Ortel® C1 Classic 2393 02

- Przeciwbólowa stabilizacja kręgosłupa szyjnego dzięki piance wysokiej jakości i dokładnemu mocowaniu za pomocą rzepów
- Komfortowy, zdejmowany i nadający się do prania pokrowiec
- Zalecany do krótkotrwałego użytku

wysokość 8 cm i 10 cm

Rozmiary

1 - 28 - 33 cm

2 - 34 - 39 cm

3 - 40 - 46 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3