

Link do produktu: <https://akmed.pl/ortel-c4-rigid-kolnierz-sztywny-typu-campa-z-otworem-p-3561.html>



Ortel® C4 Rigid kołnierz sztywny typu Campa z otworem

Numer katalogowy **2396 02**

Producent **Thuasne**

Opis produktu

Ortel® C4 Rigid 2396 03

- Sztywny kołnierz z 4 punktami podparcia
- Wzmocniona stabilizacja kręgosłupa szyjnego dzięki 2 sztywnym łuskom o anatomicznym kształcie z hipoalergicznnej pianki polietylenowej
- Łuska przednia zapewnia podparcie podbródka i mostka, a tylna - potylicy i grzbietu
- Otwór na wysokości tchawicy
- Przezierny dla promieni RTG

Wysokość 8,50 cm

Rozmiar

1 - 25,5 - 33 cm

2 - 33,5 - 40 cm

3 - 40,5 - 48 cm 8,50 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3