

Link do produktu: <https://akmed.pl/ortel-c4-vario-kołnierz-sztywny-typu-campa-z-otworem-p-3562.html>



## Ortel® C4 Vario kołnierz sztywny typu Campa z otworem

Numer katalogowy **T4928 01**

Producent **Thuasne**

### Opis produktu

Ortel® C4 Vario T492801

- Sztywny kołnierz z 4 podparciami i regulacją wysokości
- Wzmocniona stabilizacja kręgosłupa szyjnego dzięki 2 sztywnym łuskom. Podparcie podbródka, mostka potylicy i grzbietu umożliwiające całkowite unieruchomienie
- Regulacja wysokości od 9 do 16 cm, aby dopasować do budowy ciała i stopnia unieruchomienia
- Gwarancja wygody dzięki zdejmowanym i nadającym się do prania wkładkom piankowym
- Otwór na wysokości tchawicy
- Przepuszcza promienie RTG

Wysokość: od 9 do 16 cm

Obwód: 31 - 48 cm