


Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-biodra-aparat-derotacyjny-biodra-z-regulacja-am-ads-r-p-2000.html>

Orteza biodra / aparat derotacyjny biodra z regulacją AM-ADS-R



Numer katalogowy **AM-ADS-R**

Producent **Reh4Mat**

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Aparat derotacyjny dla ustawienia stopy w pozycji pośredniej jak również zapobiegający rotacji w stawie biodrowym. Wyposażony jest w podstawę z wysokiej jakości stopu aluminium pokrytego na gorąco trwałą powłoką proszkową. Stopa i kończyna dolna podtrzymywana jest przez pasy stabilizujące. Z przodu aparatu zamontowano trójkąt derotacyjny, którym można regulować ustawienie stopy w rotacji zewnętrznej lub wewnętrznej kończyny dolnej. Oprócz zabezpieczenia kończyny dolnej przed rotacją, istnieje możliwość regulacji zgięcia podszwowego stopy dzięki zastosowaniu bocznych regulatorów.

Dostępne rozmiary

Rozmiar uniwersalny

Właściwości

1. **Łatwość użytkowania** - przez swoją budowę dobrze stabilizuje stopę i kończynę dolną, pozwala na swobodne oddychanie skóry, dobrze wyścielona gąbka zabezpiecza przed odleżynami na guzie piętowym jak również na kostkach bocznych i przyśrodkowych.
2. **Komfort użytkowania** - wykonany z materiałów przyjaznych skórze nie powoduje otarć a zarazem dobrze wchłania pot
3. **Doskonała stabilizacja** - dodatkowa stabilizacja zabezpieczająca przed opadaniem stopy i rotacją w stawie biodrowym. Zastosowane pasy dobrze stabilizują stopę w aparacie, a dzięki zastosowaniu trójkąta zapobiega przed rotacją zewnętrzną w stawie biodrowym.

Przeznaczenie

Aparat należy stosować w przypadkach:

- porażen i niedowładów kończyn dolnych
- po zabiegach ortopedycznych na kończynie dolnej
- we wczesnym okresie rehabilitacji
- po urazach kończyn dolnych w okresie rekonwalescencji
- u pacjentów w leczeniu długoterminowym
- po wymianie stawu biodrowego