

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-do-wczesnej-mobilizacji-z-ograniczeniem-prostowaniazginania-protectair-rom-walker-p-7941.html>



## Orteza do wczesnej mobilizacji z ograniczeniem prostowania/zginania protect.Air ROM Walker

Numer katalogowy **9853**

Producent **Medi**

### Opis produktu

**do wczesnej mobilizacji z ograniczeniem prostowania/zginania**

#### Wskazania

- uszkodzenia lub operacje stopy i palców
- I,II,i III stopień skręcenia kostki
- stabilne lub wewnętrzne unieruchomienie złamania stopy lub kostki

#### Zasada działania

- opcjonalnie unieruchomienie stawu lub częściowe umożliwienie ruchu umożliwienie wcześniejszej mobilizacji
- regulacja zgięcia podszewowego
- i grzbietowego stopy oraz unieruchomienie
- fizjologiczne odwzorowanie chodu dzięki specjalnej podszewie

#### Właściwości

- protect. Air ROM Walker z zawiasem
- ustawienia ruchomości (bardzo łatwy w użytkowaniu)
- dostępny w 4 rozmiarach, regulowany obwód
- zapięcie na rzepy umożliwia kontrolę
- nadmuchiwany but
- lekarska oraz higienę osobistą
- wyższy komfort noszenia i ulepszona stabilizacja dzięki pneumatycznej wkładce wewnętrznej
- zakres kontroli zawiasu (protect.Air ROM Walker)

#### Akcesoria

- 
- Higieniczny pokrowiec zapobiega przedostawaniu się brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń lub bakterii, które mogą wystąpić podczas korzystania z ortezy.
  - Ochraniacz przeznaczony jest do użytku zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Dostępny do wszystkich ortez typu medi Walker. (G.E19.009)

protect.Air ROM Walker (rozmiar buta)	EU	numer artykułu
rozmiar		
S	36 - 39	G.911.102
M	40 - 44	G.911.103
L	44 - 46,5	G.911.104
XL	46,5+	G.911.105

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL