

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 09:41

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-epitec-fix-ep-21g-ep-21v-p-2451.html>

Orteza EPITEC FIX EP-21G/EP-21V

Numer katalogowy **EP-21G/EP-21V**

Producent **Orliman**



Opis produktu

Orteza wykonana jest z materiału, który zapewnia bardzo dobre przyleganie do przedramienia, posiada wewnętrzną wkładkę równomiernie rozkładającą siłę ucisku na przedramieniu, ruchoma pelota wypełniona powietrzem posiada także silikonowe wypustki wykonujące mikromasaż podczas noszenia, pod klamrą znajduje się skala ułatwiająca regulację siły dociągu paska. Po stronie przylegającej do ciała znajdują się silikonowe elementy antypoślizgowe zapobiegające przesuwaniu się opaski na przedramieniu w trakcie gry i pracy.

Zastosowanie:

profilaktyka urazów sportowych oraz przeciążeń powstałych w podczas pracy, „łokieć tenisisty”, „łokieć golfisty”.

Działanie:

ściśle umiejscowiony ucisk.

Kolor:

G-szary,
V-zielony.

rozmiar uniwersalny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: szary , zielony