

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-funkcjonalna-stawu-kolanowego-genudyn-ci-p-2928.html>



## Orteza funkcjonalna stawu kolanowego GENUDYN CI

Numer katalogowy	<b>7780</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

Lekka i wytrzymała konstrukcja ortezy sprawdza się idealnie w rehabilitacji pourazowej, po zabiegach operacyjnych. Polecana także osobom aktywnym w profilaktyce nawracających przeciążeń i urazów.

#### Wskazania:

- Urazy więzadłowe: ACL, PCL, MCL, LCL
- Urazy łąkotek
- Zwrodnienia stawu kolanowego
- Urazy mechaniczne o złożonym podłożu
- Po rekonstrukcjach w obrębie więzadeł
- Profilaktyka przeciążeń i nawracających urazów
- W okresie rehabilitacji leczniczej

#### Cechy produktu:

- Wykonana z ultra-lekkiego aluminium z wykorzystaniem technologii Opti-Fit
- Zapięcia szybkoszłączne
- Regulowane pasy obwodowe
- Precyzyjne, policentryczne zegary z klinami regulującymi zakres ruchomości w stawie kolanowym

#### Zakres ruchomości:

Zgięcie: 45°, 60°, 75°, 90°, LOCKOUT

Wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°

#### Typ:

prawy 7780-2

lewy 7780-1

#### TABELA ROZMIAROWA:

xx

Rozmiar

Obwód Uda\*

---

01	XS	32-38 cm
02	S	38-44 cm
03	M	44-50 cm
04	L	50-56 cm
05	XL	56-63 cm
06	XXL	63-70 cm

\* pomiar 15 cm nad rzepką

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL

**TYP:** lewy , prawy