

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-kciuka-z-szyna-aluminiowa-p-1746.html>



Orteza kciuka z szyną aluminiową

Numer katalogowy	SP-208
Producent	Special

Opis produktu

Wykonana z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii CoolMax AIRPRENE

- Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji nadgarstka oraz kciuka
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- Szczególnie polecany przy zmianach zwyrodnieniowych, jako unieruchomienie pooperacyjne oraz w procesie doleczenia zwichnięć, złamań nadgarstka oraz kciuka

Dzięki zastosowaniu dodatkowego dopinania rzepami, orteza pozostaje zawsze na właściwej pozycji. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Orteza Special® wykonana z oddychającego neoprenu, w opatentowanej amerykańskiej technologii CoolMax AIRPRENE gwarantuje komfort użytkowania.

Unikalna wielowarstwowa konstrukcja neoprenu, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkowania.

Rozmiary:

(mierzyć obwód wokół nadgarstka)

S: 14,0-16,5 cm,

M: 16,5-19,0 cm,

L: 19,0-21,6 cm,

XL: 21,6 i więcej

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40 oC. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:

Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL