

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-kolana-hg80-z-regulowanymi-zawiasami-hg-80-p-3320.html>



## Orteza kolana HG80 z regulowanymi zawiasami hg 80

Numer katalogowy **5501xx**

Producent **Mueller**

### Opis produktu

Stabilizator z Kevlarem. Wewnętrzny rękaw to dopasowany kształt klepsydry i ekskluzywny materiał pochłaniający wilgoć. HydraCinn (bez lateksu i neoprenu). Wbudowana stała bariera antymikrobową zapewnia ochronę przed bakteriami wywołującymi przykry zapach, grzybicy i innych mikroorganizmów. Antypoślizgowe paski wewnętrzne zapobiegają przemieszczaniu się stabilizatora. Opatentowane zawiasy trójosiowe dają maksymalne oparcie i ochronne przy normalnym ruchu kolana. System pasków górnych i system utrzymania kości piszczelowej zapewniają dodatkowe oparcie. Niezwykle miły w dotyku i lekki zapewnia olbrzymią wygodę. Nylonowa torebka do prania dołączona gratis chroni ubrania przez zaczepianiem o paski w torbie sportowej i w pralce.

#### Zastosowanie:

- Większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ALC, PCL, MCL, LCL
- Niestabilność rzepki
- Do użytkowania podczas codziennej aktywności, jak i podczas uprawiania sportu
- umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

#### Rozmiar dobieramy na podstawie obwodu wokół środka kolana.

SM  
30-35 cm

MD  
35-40 cm

LG  
40-45 cm

XL  
45-50 cm

XXL  
50-55 cm

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** LG , MD , SM , XL , XXL