

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-kolana-medi-classic-kidz-p-7894.html>



## Orteza kolana medi Classic Kidz

Numer katalogowy **9804**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Orteza kolana

- Unieruchomienie kolana
- W pełni regulowany
- Wzmocnione boki

medi classic kidz zapewnia unieruchomienie stawu kolanowego.

#### Detale:

- Wzmocniony tyłu i boczne unieruchomienie nogi, zapewnia bezpieczeństwo i jednocześnie wygodę
- Unieruchamia kolano
- Dostępne w 4 rozmiarach
- Ciekawy wzór chętnie noszony przez dzieci

#### Wskazania

- Unieruchomienie pooperacyjne
- Bóle przedoperacyjne
- Po zwichnięciu rzepki

#### Przeciwwskazania:

- Zakrzepica żył głębokich uda i podudzia.

#### Rozmiar

długość ortezy (cm)	21	26	31	40
rozmiar	I	II	III	IV
numer artykułu	5.650.0K1	5.650.0K2	5.650.0K3	5.650.0K4

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Rozmiar:** I , II , III , IV