

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-kolana-thruster-medial-p-3318.html>



Orteza kolana THRUSTER MEDIAL

Numer katalogowy **256D-816AE_201701201
21744**

Producent **Breg**

Opis produktu

Opis produktu

- Jednoszynowa orteza
- Orteza stosowana w osteoartrozie,
- Najskuteczniejsze odciążenie zwężonego przedziału stawu kolanowego
- Natychmiastowe uwolnienie pacjenta od bólu
- Płynny system korekcji odciąża zwężony przedział do 36 stopni
- Długość ramy 43 cm oraz płaski profil
- Korekcja następuje w fazie wyprostu kolana

ZASTOSOWANIE:

- Jednoprzędziłowe zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego
- Uszkodzenia łąkotek leczone operacyjnie
- Uszkodzenia chrząstki stawowej
- Spowolnienie pogłębiania się osteoartrozy
- PRZECIWSKAZANIE niestabilność boczna, przyśrodkowa oraz zmiany dwu- lub trójprzędziłowe w stawie kolanowym

ROZMIAR	15 cm nad rzepeką	15 cm pod rzepeką mężczyźni	15 cm pod rzepeką kobiety
XS	38 - 44 cm	30 - 36 cm	27 - 31 cm
SM	45 - 51 cm	34 - 38 cm	31 - 34 cm
MD	51 - 57 cm	38 - 42 cm	34 - 38 cm
LG	57 - 63 cm	42 - 46 cm	38 - 42 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: LG , MD , SM , XL , XS

TYP: lewy , prawy