

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-kolana-z-podwojnym-zegarem-2137-p-7564.html>



## Orteza kolana z podwójnym zegarem - 2137

Numer katalogowy **2137**

Producent **Oppo**

### Opis produktu

#### **2137 Orteza kolana z podwójnym zegarem.**

Doskonale stabilizuje, wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana, zaś zegary policentryczne zapewniają kontrolę wzdłużną i chronią przed przeprostem. Dodatkowe elastyczne wzmocnienia zapewniają maksymalną stabilizację stawu. Stabilizator zalecany jest w przypadku schorzeń łąkotki, więzadeł, niestabilności stawu kolanowego, przeprostu, po rekonstrukcji więzadeł: LCL, MCL, ACL, podczas rehabilitacji pourazowej ( np. po skręceniach, konflikcie rzepkowo - udowym).

**Numer katalogowy:** 2137.

**Rozmiar**(obwód wokół st. kolanowego w pozycji stojącej):

**S** 30,5cm - 34,3cm

**M** 34,3cm - 38,1cm

**L** 38,1cm - 41,9cm

**XL** 41,9cm - 45,7cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL