

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 22:04

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-kolana-z-zawiasami-hg-80-p-3255.html>



Orteza kolana z zawiasami HG 80

Numer katalogowy	5901x
Producent	Mueller

Opis produktu

Stabilizator z Kevlarem. Wewnętrzny rękaw to dopasowany kształt klepsydry i ekskluzywny materiał pochłaniający wilgoć. HydraCinn (bez lateksu i neoprenu). Wbudowana stała bariera antymikroobowa zapewnia ochronę przed bakteriami wywołującymi przykry zapach, grzybicy i innych mikroorganizmów. Antypoślizgowe paski wewnętrzne zapobiegają przemieszczaniu się stabilizatora. Opatentowane zawiasy trójosiowe dają maksymalne oparcie i ochronne przy normalnym ruchu kolana. System pasków górnych i system utrzymania kości piszczelowej zapewniają dodatkowe oparcie. Niezwykle miły w dotyku i lekki zapewnia olbrzymią wygodę. Nylonowa torebka do prania dołączona gratis chroni ubrania przez zaczepianiem o paski w torbie sportowej i w pralce.

Rozmiar dobieramy na podstawie obwodu wokół środka kolana.

SM 30-35 cm	MD 35-40 cm	LG 40-45 cm	XL 45-50 cm
----------------	----------------	----------------	----------------

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: LG , MD , SM , XL