

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-konczyny-gornej-temblak-am-sob-03-p-2400.html>

Orteza kończyny górnej - temblak AM-SOB-03

Numer katalogowy **AM-SOB-03**

Producent **Reh4Mat**



Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza AM-SOB-03 należy do grupy ortez 4CLASSIC. Zapewnia unieruchomienie oraz podtrzymanie kończyny górnej. Kształt wyrobu oraz podział rozmiarowy umożliwiają idealne dopasowanie do ciała pacjenta. Wyrób posiada funkcję obustronnego noszenia, co pozwala na stosowanie go zarówno na prawe jak i lewe ramię. Układ podtrzymywania kończyny jest mocowany za pomocą regulowanej taśmy naramiennej, umożliwiającej precyzyjne ustawienie kończyny we właściwej wysokości. Szeroki pas podtrzymujący zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru na całej długości pleców.

Właściwości

Uniwersalność wyrobu – dzięki funkcji obustronnej, stabilizator może być stosowany zarówno na prawe jak i lewe ramię
Komfort użytkowania – dzięki niskiej wadze wyrobu nie przeszkadza on w wykonywaniu codziennych czynności
Utrzymanie właściwej higieny – pacjent może zdjąć wyrób samodzielnie w każdej chwili i powtórnie go założyć bez pomocy innych osób.
Łatwość użytkowania – prosty sposób zakładania i zdejmowania wyrobu przez pacjenta.

Przeznaczenie

Ortezę stosujemy:

- po przebytych urazach w zakresie ramienia, przedramienia, stawu łokciowego i ramiennego leczonych zachowawczo lub operacyjnie
- w niedowładach kończyny górnej centralnych lub obwodowych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL

Kolor: czarny (siatkowy) , niebieski , popielaty