

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-kostki-z-wkladka-silikonowa-am-oss-08-p-2185.html>

Orteza kostki z wkładką silikonową AM-OSS-08



Numer katalogowy	AM-OSS-08
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza została wykonana z surowca PowerFIT.

Jeżeli chcesz, by orteza używana przez Ciebie była niezauważalna dla innych osób, jeżeli chcesz by nie ograniczała Ci w żaden sposób ruchu podczas codziennego użytkowania, jeżeli chcesz by cechowała się wyjątkowo skuteczną kompresją – wybierz ortezę wykonaną z surowca PowerFIT. Jest to trójwarstwowa dzianina, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga się we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny – tworzy tzw. drugą skórę. Zewnętrzna warstwa ze spandexu odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu oraz jego walory estetyczne, jest odporna na brud i ścieranie. Wewnętrzny rdzeń odpowiada również za kompresję i redukuje drganie mięśni powstające w trakcie wysiłku fizycznego. Wewnętrzna membrana, odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze, a jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku. Ze względu na specyficzną konstrukcję surowca PowerFit, używając ortezy w gorącym środowisku – zabezpieczony staw pozostaje chłodny, używając jej zaś w niskich temperaturach – staw jest lekko ocieplany. Ortezy wykonane z tego surowca, to najbardziej zaawansowane technologicznie ortezy na rynku, których użytkowanie jest praktycznie niezauważalne dla pacjenta oraz jego środowisko.

Ortezy AM-OSS-08 to najbardziej zaawansowane technologicznie ortezy na rynku, których użytkowanie jest praktycznie niezauważalne dla pacjenta.

Aktywne wsparcie ortezy AM-OSS-08 pozwala Ci, pomimo urazu, przemieszczać się bez bólu. W trakcie każdego Twojego kroku, anatomiczne peloty silikonowe masują Twój staw skokowy. Realizowany w ten sposób mikromasaż uciskowy powoduje poprawienie krążenia oraz zmniejszenie obrzęku. Wyrób jest bardzo łatwy do zakładania, nie ślizga się i nie przemieszcza w trakcie chodzenia. Dzięki silikonowym wzmocnieniom wyrób jest usytuowany pewnie i komfortowo na kończynie, a lekarze i sportowcy na pewno docenią jego anatomiczny kształt i stabilizujący wpływ na mięśnie.

Aktywny stabilizator kostki AM-OSS-08 jest stosowany do leczenia przeciążonego stawu skokowego w stanach pourazowych i pooperacyjnych, a także w przypadku zwyrodnienia stawu. Dwie indywidualnie dopasowane profilowane wkładki uciskowe w okolicy kostki przyśrodkowej i kostki bocznej wspomagają resorpcję krwiaków.

Przeznaczenie

-
- w rehabilitacji po przebytych urazach stawu skokowego i stępu (skręcenia, złamania) leczonych zachowawczo i operacyjnie,
 - wysięk stawu i obrzęk spowodowany osteoartrozą lub artretyzmem
 - tendomiopatie
 - przy zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych stawu skokowego i stępu połączonych ze znacznymi dolegliwościami bólowymi
 - po przebytych uszkodzeniach ścięgna Achillesa leczonych zachowawczo i operacyjnie (naderwanie i przerwanie ścięgna, zapalenie)
 - osłabienie pourazowe lub zwyrodnieniowe aparatu więzadłowego
 - profilaktycznie w sporcie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

TYP: lewy , prawy