

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-ledzwiowo-krzyzowa-pas-nerkowy-wysoki-enduro-02-p-2572.html>



Orteza lędźwiowo krzyżowa - pas nerkowy wysoki ENDURO-02

Numer katalogowy	ENDURO-02
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Choroby nerek takie jak zapalenie, do którego dochodzi na skutek wyziębienia, przez długi czas rozwijają się bez objawów. Zapalenie wymaga starannego leczenia. Jego przerwanie prowadzi do nawrotu choroby. Zaniedbanie leczenia grozi niewydolnością nerek, a nawet nieodwracalnym uszkodzeniem, wymagającym dializ lub przeszczepu. Zapalenia mogą dotyczyć różnych części narządu – kłębuszków, miedniczek czy miąższu.

Pas nerkowy to element ubioru, który powinien posiadać każdy motocyklista.

Charakterystyka wyrobu

Orteza ENDURO 2 stabilizuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa oraz chroni nerki użytkownika podczas jazdy motocyklem. Orteza ta pełni bardziej funkcję wspierającą niż stabilizującą. Zmniejsza występujące dolegliwości bólowe, zapobiega ich występowaniu, poprawia sprawność ruchową pacjenta.

Wyrób został wykonany według nowego bardziej anatomicznego kształtu, dzięki temu wyrób lepiej dopasowuje się do każdej sylwetki oraz dużo lepiej stabilizuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Orteza została wykonana z grubego neoprenu obustronnie pokrytego dzianiną okładkową. Cechą tego surowca jest to, że posiada dużą funkcję ocieplającą, oraz to że jest do surowiec bardzo elastyczny i dzięki temu doskonale układa się do ciała.

W tylnej części ortezy zainstalowano cztery fiszbiny ortopedyczne, które doskonale dostosowują się do ciała pacjenta i stabilizują odcinek lędźwiowy.

Zapięcia wyrobu wykonano w nowy asymetryczny sposób. Rozwiązanie to pozwala na lepsze dopasowanie wyrobu do ciała pacjenta w zakresie jednego rozmiaru. W celu ułatwienia użytkownikom sposobu użytkowania wyrobu zastosowano specjalne szerokie zapięcie wyposażone w system Grip & Open. System ten charakteryzuje się tym, że w łatwy sposób można założyć i zdjąć wyrób.

W tylnej części ortezy zamontowano element odbłaskowy, który wystając spod kurtki motocyklowej zwiększa bezpieczeństwo

kierowcy.

Orteza jest elegancka i „drapieżna” zarazem, a subtelny haft dodaje jej niezaprzeczalnego uroku.

UniPren to uniwersalny trójwarstwowy surowiec składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznego rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej jerseyowej dzianiny okładkowej. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co jego sploty nie odciskają się na skórze pacjenta i nie powodują ran w miejscach o dużej kompresji. Ortezy wykonane z surowca **UniPren** to najmocniejsze i najskuteczniej stabilizujące ortozy dostępne na rynku.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL