

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-ledzwiowo-krzyzowa-z-nieelastycznymi-pasami-dociagowymi-am-so-03-p-2566.html>



Orteza lędźwiowo krzyżowa z nieelastycznymi pasami dociągowymi AM-SO-03

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | AM-SO-03 |
| Producent | Reh4Mat |

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza została wykonana według nowego bardziej anatomicznego kształtu, dzięki temu wyrób lepiej dopasowuje się do każdej sylwetki oraz dużo lepiej stabilizuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Tylna część ortezy została wykonana z nowego innowacyjnego surowca **ActivSpace**.

Przód i boki ortezy wykonano z **AirRubber**.

Właściwości

1. Wyrób przyjazny dla skóry pacjenta – orteza została wykonana ze surowców które zawierają głównie bawełnę, która jest obojętna dla skóry pacjenta.
2. Duża skuteczność stabilizacji – dzięki zastosowaniu krzyżujących się nieelastycznych taśm dociągowych oraz unikatowych anatomicznie wyprofilowanych stałek ortopedycznych udało się uzyskać wyjątkową skuteczność stabilizacji.
3. Bezpieczeństwo użytkowania – dzięki zastosowaniu w przedniej dodatkowego zapięcia, wyeliminowano możliwość jego przypadkowego rozpięcia.
4. Komfort użytkowania – dzięki niskiej wadze wyrobu pacjent odczuwa komfort jego użytkowania.

Przeznaczenie

Sznurówkę można stosować w przypadkach:

- ostrych zespołów bólowych obszarów lędźwiowo-krzyżowych,
- zwyrodnień kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym,
- dyskopatii w odcinku lędźwiowym,
- po zabiegach operacyjnych odcinka lędźwiowego kręgosłupa (ortopedia, neurochirurgia),
- po zdjęciu unieruchomienia gipsowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym jako stabilizator,
- deformacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.
- kręgozmyku w odcinku lędźwiowym
- stany przeciążenia odcinka lędźwiowo-krzyżowego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL