

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-ledzwiowo-krzyzowa-z-pasami-dociagowymi-am-so-02-p-2564.html>



## Orteza lędźwiowo krzyżowa z pasami dociągowymi AM-SO-02

Numer katalogowy	<b>AM-SO-02</b>
Producent	<b>Reh4Mat</b>

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Orteza została wykonana według nowego bardziej anatomicznego kształtu, dzięki temu wyrób lepiej dopasowuje się do każdej sylwetki oraz dużo lepiej stabilizuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Tylna część ortezy została wykonana z nowego innowacyjnego surowca **AirDistance III**.

Przód i boki ortezy wykonano z **AirRubber**.

#### Właściwości

1. Wyrób przyjazny dla skóry pacjenta – sznurówka została wykonana ze surowców które zawierają głównie bawełnę, która jest obojętna dla skóry pacjenta.
2. Duża skuteczność stabilizacji – dzięki zastosowaniu krzyżujących się gum dociągowych oraz unikatowych anatomicznie wyprofilowanych stałek ortopedycznych udało się uzyskać wyjątkową skuteczność stabilizacji.
3. Komfort użytkowania – dzięki niskiej wadze wyrobu pacjent odczuwa komfort jego użytkowania.

#### Przeznaczenie

##### Sznurówkę można stosować w przypadkach:

- ostrych zespołów bólowych obszarów lędźwiowo-krzyżowych,
- zwyrodnień kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym,
- dyskopatii w odcinku lędźwiowym,
- po zabiegach operacyjnych odcinka lędźwiowego kręgosłupa (ortopedia, neurochirurgia),
- po zdjęciu unieruchomienia gipsowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym jako stabilizator,
- deformacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.
- kręgozmyku w odcinku lędźwiowym
- stany przeciążenia odcinka lędźwiowo-krzyżowego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL , XXXL