

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-lokciowa-protectepico-rom-p-7918.html>



Orteza łokciowa protect.Epico ROM

Numer katalogowy **9830**

Producent **Medi**

Opis produktu

Orteza łokciowa do przywrócenia sprawności ruchowej przy unieruchomieniu stawu promieniowo-łokciowego bliższego

Wskazania

- leczenie zachowawcze niestabilności stawu łokciowego z innymi lub bez innych urazów
- leczenie z użyciem ortezy w przypadku złamań nadkłykcia przyśrodkowego lub bocznego
- leczenie pooperacyjne po implantacji protezy
- leczenie pooperacyjne po stabilizacji stawu łokciowego
- funkcjonalne leczenie poszpitalne stabilnych złamań
- bierne przywracanie sprawności ruchowej po artrozie stawu łokciowego
- leczenie pooperacyjne niestabilności więzadeł stawu łokciowego

Zasada działania

- służy do unieruchomienia stawu łokciowego przez mocowanie obszarów ramienia i przedramienia
- ruch jest ograniczony do 0°-120° w stawie, aby zapewnić swobodę poruszania zwiększa to ruchomość stawów i przyspiesza leczenie

Właściwości

- otwarta i płaska konstrukcja korpusu
- masa całkowita tylko 400 g

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , S
TYP: lewy , prawy