

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-miekk-a-stosowana-do-kontroli-ruchow-rzepki-protectpt-soft-p-7921.html>



## Orteza miękka stosowana do kontroli ruchów rzepki protect.PT soft

Numer katalogowy **9833**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Orteza miękka stosowana do kontroli ruchów rzepki

##### Wskazania

- zespół bólowy przedniego przedziału kolana
- choroba tkanki chrzęstnej rzepki
- choroba zwyrodnieniowa tylnej powierzchni rzepki
- podrażnienia pooperacyjne i pourazowe
- niestabilność rzepki i kolana

##### Zasada działania

- korekcja zaburzeń bocznego ruchu rzepki dzięki wiskoelastycznej wyściółce stabilizującej
- orteza miękka o działaniu uciskowym i stymulującym czucie głębokie

##### Korzyści produktu

- wykonana z elastycznego, oddychającego i transportującego wilgoć materiału D-Tex
- anatomicznie ukształtowana wyściółka zapobiega bocznemu przemieszczaniu się rzepki

obwód uda na wysokości 15 cm

powyżej środka rzepki (mierzone na przyśrodkowej stronie uda)

rozmiar	cm	numer artykułu lewa	numer artykułu prawa
XS	31 - 37	G.752.511	G.753.511
S	37 - 45	G.752.512	G.753.512
M	45 - 51	G.752.513	G.753.513
L	51 - 57	G.752.514	G.753.514

---

XL  
XXL

57 - 65  
65 - 74

G.752.515  
G.752.516

G.753.515  
G.753.516

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL

**TYP:** lewy , prawy