

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-dlon-i-przedramie-p-1912.html>



## Orteza na dłoń i przedramię

Numer katalogowy **Q42006**

Producent **Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

#### CECHY PRODUKTU

- szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa z ujęciem kciuka,
- mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
- wersja lewa i prawa.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	XS	S	M	L
Obwód nadgarstka (cm)	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10

Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości stawów śródrečno-paliczkowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XS