

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-golen-i-stopę-neurodyn-classic-p-2943.html>



Orteza na goleń i stopę NEURODYN-CLASSIC

Numer katalogowy **7077**

Producent **Timago**

Opis produktu

Orteza na goleń i stopę NEURODYN-CLASSIC dynamicznie kompensuje porażenia połowicze wiotkie. Stosowana jest w przypadku niedowładu lub braku ograniczonej funkcji unoszenia stopy, a także po urazach związanych z uszkodzeniem nerwu strzałkowego. Orteza umożliwia prawie naturalny przebieg ruchów poprzez aktywną korekcję supinacji (skręcenie stopy do wewnątrz), dynamicznie stymuluje ruch unoszenia stopy podczas codziennego chodzenia, zapewniając optymalny stereotyp ruchowy potrzebny do reedukacji. Dwa półelastyczne dociągi splecione w ósemkową pętlę wspomagają podparcie i podnoszenie stopy, dodatkowo stabilizując staw skokowy. Boczny, nieelastyczny dociąg zapobiega skręceniom poprzez stabilizację, stanowi boczne podparcie, unosząc zewnętrzną krawędź stopy (pronacja). Elastyczna, dynamiczna konstrukcja umożliwia w trakcie chodzenia proprioceptywną i bierną korekcję supinacji i zgięcia podszwowego oraz pobudza do aktywności mięśni dźwigacz stopy przyczyniając się do wyraźnej poprawy równowagi i koordynacji.

Wskazania:

- Wszystkie rodzaje porażenia nerwu strzałkowego, zwłaszcza łagodne i umiarkowane niedowłady mięśni unoszących stopę i palce stopy (siła 2-4)
- Reedukacja chodu i rehabilitacja neurologiczna

Komfort:

Tworzywa, z których wyprodukowano wyrób, nie zawierają lateksu.

Obwód kostek

Rozmiar w cm

1	do 19
2	19 - 21
3	21 - 23
4	23 - 25
5	25 - 27

Dostępne kolory: czarny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5