

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-golen-i-stopę-neurodyn-spastic-p-2944.html>



Orteza na goleń i stopę NEURODYN-SPASTIC

Numer katalogowy	7803
Producent	Timago

Opis produktu

Orteza na goleń i stopę NEURODYN-SPASTIC stosowana w przypadku niedowładu lub ograniczonej funkcji mięśnia piszczelowego przedniego, swobodnie opuszcza stopę na podłoże w fazie podporu i powoduje poprawne ustawienie podszwowe w fazie przenoszenia. Orteza umożliwia prawie naturalny przebieg ruchów poprzez aktywną korekcję supinacji (skręcenie stopy do wewnątrz), dynamicznie stymuluje ruch unoszenia stopy podczas codziennego chodzenia zapewniając optymalny stereotyp ruchowy potrzebny do reedukacji. Dwa półelastyczne dociągi splecione w ósemkową pętlę wspomagają podparcie i podnoszenie stopy, dodatkowo stabilizując staw skokowy. Boczny, nieelastyczny dociąg zapobiega skręceniom poprzez stabilizację, stanowi boczne podparcie, a także unosi zewnętrzną krawędź stopy (pronacja). Dociągi korekcyjne w obrębie przodostopia ortezy wspomagają unoszenie stopy, przy czym dociąg znajdujący się po stronie zewnętrznej dodatkowo podnosi zewnętrzną krawędź stopy.

Wskazania:

- Spastyczne porażenie mięśnia piszczelowego przedniego

Komfort:

Pętla z tyłu ortezy ułatwia zakładanie. Tworzywa, z których wyprodukowano wyrób, nie zawierają lateksu.

Obwód kostek

Rozmiar w cm

1	do 19
2	19 - 21
3	21 - 23
4	23 - 25
5	25 - 27

Dostępne kolory: czarny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5