

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-lokiec-tenisisty-cubidyn-p-1623.html>



## Orteza na łokieć tenisisty CUBIDYN

Numer katalogowy	<b>7236</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

**Orteza na łokieć tenisisty CUBIDYN** składa się z okrężnej taśmy zapinanej na rzep, sprzączki z możliwością regulacji kompresji oraz silikonowej peloty. Kompresja i mikromasaż obniża napięcie mięśniowe i miejscowo odciąża zmienioną zapalnie tkankę ścięgnistą w okolicy nadkłykcia podczas ruchów w stawie łokciowym. Orteza zmniejsza ryzyko przeciążenia i/lub naderwania przyczepów mięśni prostowników i zginaczy przedramienia i ręki.

### Wskazania:

- Ostre lub przewlekłe stany zapalne nadkłykcia bocznego lub przyśrodkowego kości ramiennej
- Leczenie w okresie pooperacyjnym

### Komfort:

Orteza jest wykonana z najnowocześniejszych materiałów i w dużym stopniu łączy nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością. Wysoce elastyczny i wytrzymały materiał umożliwia stosowanie ortezy podczas aktywności sportowej.

**Rozmiar:** uniwersalny

**Dostępne kolory:** czarny

**Możliwość noszenia na prawej i lewej kończynie**