

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-lokiec-tenisisty-z-pelota-silikonowa-am-sl-p-2381.html>



## Orteza na łokieć tenisisty z pelotą silikonową AM-SL

Numer katalogowy

**AM-SL**

Producent

**Reh4Mat**

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Badania kliniczne wykazały, że ponad 80% pacjentów noszących wymieniony wyrób odczuwa wyraźną poprawę. Poduszcзка uciskowa w ortezie AM-SL powoduje, że nacisk jest skierowany na przyczepy proksymalne prostowników i zginaczy mięśni przedramienia i ręki. Zmniejsza ryzyko ich przeciążenia lub naderwania, a w przypadku wystąpienia dolegliwości ułatwia i przyspiesza gojenie. Wewnętrzna poduszcзка posiada silikonowe wypustki wykonujące mikromasaż podczas noszenia, poliamidowa klamerka i taśma VELCRO ułatwiają regulację siły docisku. Wewnętrzna wkładka wzmacniająca równomiernie rozkłada siłę ucisku na przedramieniu.

**UniTape** to technologiczny surowiec ortopedyczny, charakteryzujący się bardzo dużą wytrzymałością połączoną z dwustronną funkcją samoszczepną. UniTape jest surowcem bardzo cienkim, a jego dwustronnie szczepna funkcja pozwala na uniwersalne i łatwiejsze użytkowanie.

#### Dostępne rozmiary

**Rozmiar uniwersalny.**

#### Właściwości

- Zmniejsza obciążenie przyczepów mięśni przedramienia i ręki na poziomie stawu łokciowego.
- Wzmacnia pośrednio siłę szczególnie przy odwracaniu i nawracaniu przedramienia.

#### Przeznaczenie

- zespoły bólowe stawu łokciowego (najczęściej związane z przeciążeniem lub naderwaniem przyczepów mięśni) na poziomie nadkłytki kości ramiennej po stronie bocznej i przyśrodkowej - "łokieć tenisisty"
- profilaktycznie i leczniczo - tenis, golf, badminton, halowe gry zespołowe
- profilaktycznie i leczniczo w ciężkich pracach fizycznych wymagających ruchów skrętnych przedramienia (np. wkręcanie śrub).