

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-ramie-i-bark-am-sob-02-p-2399.html>

## Orteza na ramię i bark AM-SOB-02



Numer katalogowy	<b>AM-SOB-02</b>
Producent	<b>Reh4Mat</b>

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Stabilizator barku, został wykonany z pianki poliuretanowej, dwustronnie pokrytej dzianiną okładkową o charakterystyce samoszczepnej.

Kształt wyrobu i podział rozmiarowy, umożliwiają idealne dopasowanie do ciała pacjenta.

Wyrób posiada funkcję obustronnego noszenia, co pozwala na stosowanie go zarówno na prawe jak i lewe ramię. Układ podtrzymania barku jest mocowany za pomocą regulowanej taśmy naramiennej oraz wyściełanych szelek skrzyżowanych na plecach i na wyrobie. Umożliwia to precyzyjnie ustawienie pozycji zabezpieczonej kończyny, ściśle według zaleceń lekarza.

#### Właściwości

- Uniwersalność wyrobu** – dzięki funkcji obustronnej stabilizator może być stosowany zarówno na prawe, jak i lewe ramię, odpowiednie punkty podparcia zabezpieczają staw barkowy przed dalszą traumatyzacją.
- Komfort użytkowania** – dzięki niskiej wadze wyrobu pacjent odczuwa komfort użytkowania wyrobu.
- Możliwość stałego utrzymania właściwej higieny ciała** - pacjent może zdjąć wyrób w każdej chwili samodzielnie i ponownie go założyć, istnieje możliwość utrzymania właściwego poziomu higieny ciała pacjenta, bez potrzeby pomocy innych osób.

#### Przeznaczenie

**Stabilizator barku można stosować w przypadkach:**

- zwichnięć (jako zabezpieczenie doraźne) w stawie barkowym,
- ostrych zespołów bólowych w stawie barkowym,
- urazów tkanek miękkich obręczy barkowej i ramienia
- zabiegów operacyjnych stawu barkowego i łokcia (niewymagających opatrunków gipsowych)
- konieczności podtrzymania i częściowego unieruchomienia kończyny górnej (złamanie szyjki kości ramiennej j opatrunków gipsowych)
- po zdjęciu unieruchomienia gipsowego, jako stabilizator barku.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL , XXXL

---

**Kolor:** czarny , szary