

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-ramie-i-bark-typu-desault-c-41-p-2123.html>



## Orteza na ramię i bark typu "DESAULT" C-41

Numer katalogowy	<b>C-41</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Stabilizator wykonany jest z weluru i składa się dwóch elementów (element ujmujący przedramię i taśma tułowiowo ramienna). Szeroka część elementu ujmującego przedramię powinna być nałożona na klatkę piersiową, a pod przedramię (ręka zgięta w łokciu pod kątem 90 stopni i przylega do klatki piersiowej). Dwie taśmy barkowe powinny opadać na plecy po obu stronach szyi. Przedramię należy owinąć częścią z klatki piersiowej, która znajduje się poniżej przedramienia. Taśmy barkowe skrzyżować na plecach, a następnie przeprowadzić pod przedramieniem i zapiąć z przodu, na części owijającej przedramię. Taśmą tułowiowo-ramienną dodatkowo stabilizuje się unieruchomioną kończynę, do tułowia.

#### Wskazania:

podwichnięcia w stawie barkowym, stłuczenia i skręcenia obręczy barkowej, zapalenia struktur okołostawowych barku, doleczenie po zabiegach operacyjnych wykonywanych w obrębie kości ramiennej, przy udarach.

**Kolor:** beż.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	Obwód tułowia wraz z jednym ramieniem (cm)
1	
2	>100

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2