

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-ramie-i-bark-typu-temblak-p-1583.html>



Orteza na ramię i bark typu temblak

Numer katalogowy

TGO-C OB 301

Producent

Timago

Opis produktu

Orteza na bark i ramię wykonana jest z lekkiej przewiewnej tkaniny piankowej obszytej dodatkowym materiałem.

Składa się z temblaka zawieszonoego na taśmie regulowanej przy pomocy taśmy zapinanej na rzep oraz poprzecznego pasa stabilizującego i pozycjonującego ramię przy tułowiu.

Wskazania do stosowania ortezy:

- złamania kości ramienia i przedramienia
- w leczeniu pooperacyjnym w okolicach stawu barkowego i stawu łokciowego
- uszkodzenia przyczepów mięśni w obrębie obręczy barkowej i stawu łokciowego
- ochrona struktur tkankowych w obrębie stawu łokciowego
- minimalizuje okres stosowania opatrunku gipsowego po przebytych urazach

ROZMIAR	OBWÓD TUŁOWIA Z RAMIENIEM (cm)	DŁUGOŚĆ PRZEDRAMIENIA (cm)
S	100	33-38
M	125	38-43
L	135	43-48
XL	145	48-53

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL