

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-ramie-i-bark-typu-temblak-p-1583.html>



Orteza na ramię i bark typu temblak

Numer katalogowy

TGO-C OB 301

Producent

Timago

Opis produktu

Orteza na bark i ramię wykonana jest z lekkiej przewiewnej tkaniny piankowej obszytej dodatkowym materiałem.

Składa się z temblaka zawieszonoego na taśmie regulowanej przy pomocy taśmy zapinanej na rzep oraz poprzecznego pasa stabilizującego i pozycjonującego ramię przy tułowiu.

Wskazania do stosowania ortezy:

- złamania kości ramienia i przedramienia
- w leczeniu pooperacyjnym w okolicach stawu barkowego i stawu łokciowego
- uszkodzenia przyczepów mięśni w obrębie obręczy barkowej i stawu łokciowego
- ochrona struktur tkankowych w obrębie stawu łokciowego
- minimalizuje okres stosowania opatrunku gipsowego po przebytych urazach

| ROZMIAR | OBWÓD TUŁOWIA Z RAMIENIEM (cm) | DŁUGOŚĆ PRZEDRAMIENIA (cm) |
|---------|-----------------------------------|----------------------------|
| S | 100 | 33-38 |
| M | 125 | 38-43 |
| L | 135 | 43-48 |
| XL | 145 | 48-53 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL