

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 17:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-4601prawa-4602lewa-p-2217.html>



Orteza na rękę i przedramię 4601(prawa) / 4602(lewa)

Numer katalogowy **4601(prawa) / 4602(lewa)**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator nadgarstka wykonany z 5 mm neoprenu, z aluminiową wyjmowaną i pozwalającą się modelować szyną dłoniową oraz taśmami dociągowymi.

Zastosowanie:

Tendonitis, Arthritis, niestabilności przy niewielkich urazach.

Działanie:

stabilizacja nadgarstka, ucisk, izolacja cieplna.

Kolor:

601-4602(granat) / 5601-5602(beż).

Tabela - rozmiary:

| ROZMIAR | XS/1 | S/2 | M/3 | L/4 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Obwód nadgarstka (cm) | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XS

Kolor: beżowy , granatowy

TYP: lewy , prawy