

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-4601prawa-4602lewa-p-2217.html>



Orteza na rękę i przedramię 4601(prawa) / 4602(lewa)

Numer katalogowy **4601(prawa) / 4602(lewa)**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator nadgarstka wykonany z 5 mm neoprenu, z aluminiową wyjmowaną i pozwalającą się modelować szyną dłoniową oraz taśmami dociągowymi.

Zastosowanie:

Tendonitis, Arthritis, niestabilności przy niewielkich urazach.

Działanie:

stabilizacja nadgarstka, ucisk, izolacja cieplna.

Kolor:

601-4602(granat) / 5601-5602(beż).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4
Obwód nadgarstka (cm)	15-17	17-19	19-21	21-23

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XS

Kolor: beżowy , granatowy

TYP: lewy , prawy