

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-4604-p-2220.html>



## Orteza na rękę i przedramię 4604

Numer katalogowy	<b>4604</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Stabilizator wykonany z 5 mm neoprenu, zapinany na taśmy velcro, posiada pozwalającą modelować się szynę kciukową.

**Zastosowanie:**

unieruchomienie nadgarstka i kciuka, lekkie niestabilności nadgarstka, ochrona podczas uprawiania sportu.

**Działanie:**

stabilizacja kciuka, ucisk, izolacja cieplna.

**Kolor:** 4604(granat) / 5604(beż).

### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4
Obwód nadgarstka (cm)	15-17	17-19	19-21	21-23

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XS

**Kolor:** beżowy , granatowy