

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:53

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-4604-p-2220.html>



Orteza na rękę i przedramię 4604

Numer katalogowy **4604**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator wykonany z 5 mm neoprenu, zapinany na taśmy velcro, posiada pozwalającą modelować się szynę kciukową.

Zastosowanie:

unieruchomienie nadgarstka i kciuka, lekkie niestabilności nadgarstka, ochrona podczas uprawiania sportu.

Działanie:

stabilizacja kciuka, ucisk, izolacja cieplna.

Kolor: 4604(granat) / 5604(beż).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4
Obwód nadgarstka (cm)	15-17	17-19	19-21	21-23

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XS

Kolor: beżowy , granatowy