

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-fp-75-di-p-2196.html>



Orteza na rękę i przedramię FP-75 D/I

Numer katalogowy	FP-75 D/I
Producent	Orliman

Opis produktu

Szyna Quervain'a – stabilizator kciuka i przedramienia wykonany został z materiału termoplastycznego, który wyłożony jest miękkim materiałem wyściółkowym od wewnątrz, posiada elastyczną taśmę dłoniową oraz dwie nieelastyczne taśmy przedramienne, które pozwalają na dokładne zapięcie i ustabilizowanie szyny.

Zastosowanie:

Tendinitis Quervain'a, Rizartrhosis kciuka, bolesność i stany zapalne, niestabilności profilaktyka deformacji reumatycznych, pooperacyjnie, artrozy kciuka, urazy sportowe (np. „kciuk narciarza”).

Działanie:

unieruchomienie stawu śródrečno-palczkowego kciuka oraz śródrečno promieniowego (po urazach, po zabiegach chirurgicznych), ograniczenie ruchów zgięcia i wyprostu. Istnieje możliwość oprofilowania szyny przy użyciu nagrzewnicy.

Pakowanie: D-prawy / I-lewy.

Kolor: beż.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Obwód nadgarstka (cm)		17-19	>19

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S

TYP: lewy , prawy