

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-p-1918.html>

## Orteza na rękę i przedramie

Numer katalogowy **Q41301**

Producent **Qmed**



### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Zmiany zwyrodnieniowe i stany przeciążeniowe nadgarstka, zespoły bólowe lub stany zapalne w przebiegu uszkodzeń nadgarstka, ochrona nadgarstka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazów (przeciążeń).

#### CECHY PRODUKTU

- lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru oraz lycry wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami,
- konstrukcja zapewnia swobodne ruchy kciuka,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- wyjmowalna anatomicznie wyprofilowana stalka,
- zaopatrzenie uniwersalne na prawą i lewą rękę,
- kolor czarno-niebieski.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód nadgarstka (cm)	13 - 15	15 - 18	18 - 20	20 - 22

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL