

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-manu-cast-dorsal-p-2920.html>



## Orteza na rękę i przedramię MANU-CAST DORSAL

Numer katalogowy **7213**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Orteza na rękę i przedramię MANU-CAST DORSAL** stabilizuje rękę poprzez umieszczoną od strony grzbietowej, anatomicznie uformowaną szynę z tworzywa sztucznego z jednoczesnym zachowaniem funkcji chwytnej ręki. Orteza wykonana jest z lekkiego materiału z możliwością termicznego formowania. Zapięcia rzepowe umożliwiają optymalne oraz indywidualne dopasowanie ortezy, zapewniając funkcjonalną stabilizację dłoni.

#### Wskazania:

- Ciężkie skręcenia
- Zapalenie pochewek ścięgien
- Zapalenie stawów nadgarstka i śródrečza
- Artropatie po przeciężeniach
- Zwyródnienie stawu nadgarstkowego
- Zespół cieśni nadgarstka (stadium od II-VI)
- Rozmiękczenie kości księżycowatej
- Staw rzekomy kości łódeczkowatej
- Porażenie nerwu promieniowego
- Po zdjęciu opatrunku gipsowego

#### Komfort:

Specjalny materiał zapewnia możliwość anatomicznego dopasowania do kształtu dłoni, zwiększając komfort noszenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S