

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-manu-cast-p-2919.html>



Orteza na rękę i przedramię MANU-CAST

Numer katalogowy	7214
Producent	Timago

Opis produktu

Orteza na rękę i przedramię MANU-CAST podtrzymuje i stabilizuje rękę poprzez umieszczoną od strony dłoniowej, anatomicznie uformowaną szynę z tworzywa sztucznego. Orteza wykonana jest z lekkiego materiału z możliwością termicznego formowania. Zapięcia rzepowe umożliwiają optymalne dopasowanie ortezy, zapewniając funkcjonalną stabilizację dłoni.

Wskazania:

- Ciężkie skręcenia
- Zapalenie pochewek ścięgien
- Zapalenie stawów nadgarstka i śródrečza
- Artropatie po przeciężeniach
- Zwyródnienie stawu nadgarstkowego
- Zespół cieśni nadgarstka (stadium od II-VI)
- Rozmiękczenie kości księżycowatej
- Staw rzekomy kości łódeczkowatej
- Porażenie nerwu promieniowego
- Po zdjęciu opatrunku gipsowego

Komfort:

Specjalny materiał zapewnia możliwość anatomicznego dopasowania do kształtu dłoni, zwiększając komfort noszenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL