

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-manu-hit-digitus-p-1629.html>



## Orteza na rękę i przedramię MANU-HIT DIGITUS

Numer katalogowy **7333**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Orteza na rękę i przedramię MANU-HIT DIGITUS** posiada szynę usztywniającą od strony dłoniowej. Częściowo unieruchamia i zapobiega przykurczom w stawach paliczkowych i stawie nadgarstkowo-śródręcznym. Grzbietowe zapięcia rzepowe umożliwiają proste zakładanie i zdejmowanie ortezy.

### Wskazania:

- Szyna do stosowania w nocy przy ostrych stanach zespołu cieśni nadgarstka (stadium od I-II)
- Reumatoidalne zapalenie stawów
- Choroba zwyrodnieniowa stawów
- Pooperacyjnie po przykurczu Dupuytrena
- Złamanie kości śródręcza lub palców
- Porażenie nerwów ręki
- Zespoły przeciążeniowe
- Po złamaniach stabilnych
- Po zdjęciu opatrunku gipsowego
- Jako szyna do stabilizacji w nocy w połączeniu z opatrunkiem uszczelniającym (w przypadku wymienionych powyżej patologii)

### Komfort:

Poprzez zastosowanie trójwarstwowego materiału uzyskano optymalną przepuszczalność powietrza, ciepła i wilgoci, zapewniając wysoki komfort noszenia. Szyna wzmacniająca posiada możliwość indywidualnego formowania.

#### Długość ręki

#### Rozmiar w cm

1

do 16,5

2

ponad 16

**Dostępne kolory:** czarny

**Możliwość noszenia na prawej i lewej kończynie.**

**Miejsce pomiaru:**

**Tabela pomiarowa:** [link](#)

