

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-manu-hit-p-1627.html>



Orteza na rękę i przedramię MANU-HIT

Numer katalogowy	7035
Producent	Timago

Opis produktu

Orteza na rękę i przedramię MANU-HIT stabilizuje i ogranicza ruchomość stawu promieniowo-nadgarstkowego. Nieelastyczna taśma obwodowa poprzez regulowany dociąg stabilizuje staw promieniowo-nadgarstkowy. Stalki usztywniające od strony grzbietowej i dłoniowej odciążają kości nadgarstka, torebkę stawową oraz więzadła. Konstrukcja ortezy zapewnia swobodne ruchy palców i kciuka.

Wskazania:

- Zmiany zwyrodnieniowe w stawie promieniowo - nadgarstkowym
- Zapalenie pochewki ścięgniastej
- Zespół cieśni nadgarstka
- Ciężkie skręcenia
- Artropatie przeciążeniowe
- Staw rzekomy kości łódeczkowatej
- Porażenie nerwu promieniowego - ręka opadająca
- Rozmiękczenie kości księżycowatej
- Reumatoidalne zapalenie stawów
- Artroza stawu śródrečno-paliczkowego kciuka
- Po zdjęciu opatrunku gipsowego

Komfort:

Orteza wykonana jest z najnowocześniejszych materiałów, łączy nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością. Poprzez zastosowanie trójwarstwowego materiału uzyskano optymalną przepuszczalność powietrza, ciepła i wilgoci, w efekcie zapewniając wysoki komfort noszenia.

Obwód nadgarstka

Rozmiar w cm

XS	do 15
S	15 - 17
M	17 - 19
L	19 - 22
XL	ponad 22

Długość: 18 cm

Dostępne kolory: szary

Miejsce pomiaru: 8
Tabela pomiarowa: [link](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS