

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-manutec-fix-m760m660-p-2175.html>



## Orteza na rękę i przedramię MANUTEC® FIX M760/M660

Numer katalogowy **M760/M660**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Orteza wykonana jest z oddychającego trzywarstwowego materiału (velur, pianka poliuretanowa, frotte), zapinana na taśmy micro-velcro, posiada wstępnie wyprofilowaną, wyciąganą i pozwalającą się modelować szynę dłoniową.

#### Zastosowanie:

RZS, stany zapalne, pooperacyjnie, zespół cieśni nadgarstka, pourazowo, niestabilność w obrębie nadgarstka, w procesie rehabilitacji.

#### Działanie:

podparcie, stabilizacja oraz unieruchomienie.

#### Kolor:

szaro-pomarańczowy(M760) / beżowy(M660).

#### Tabela - rozmiary:

|                      |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| ROZMIAR              | S/1   | L/2   |
| Obwód nadgarstka(cm) | 14-18 | 18-22 |

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , S

**Model:** M660 , M760