

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-manutec-fix-m760m660-p-2175.html>



Orteza na rękę i przedramię MANUTEC® FIX M760/M660

Numer katalogowy **M760/M660**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza wykonana jest z oddychającego trzywarstwowego materiału (velur, pianka poliuretanowa, frotte), zapinana na taśmy micro-velcro, posiada wstępnie wyprofilowaną, wyciąganą i pozwalającą się modelować szynę dłoniową.

Zastosowanie:

RZS, stany zapalne, pooperacyjnie, zespół cieśni nadgarstka, pourazowo, niestabilność w obrębie nadgarstka, w procesie rehabilitacji.

Działanie:

podparcie, stabilizacja oraz unieruchomienie.

Kolor:

szaro-pomarańczowy(M760) / beżowy(M660).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	L/2
Obwód nadgarstka(cm)	14-18	18-22

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , S

Model: M660 , M760