

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-mf-50-di-p-2178.html>



## Orteza na rękę i przedramię MF-50 D/I

Numer katalogowy	<b>MF-50 D/I</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Stabilizator nadgarstka wykonany jest z elastycznego materiału, zapinany na taśmy velcro, posiada wyciąganą aluminiową szynę dłoniową, która może być modelowana, a zakończenie końca dłoniowego ma ukształtowanie anatomiczne.

**Zastosowanie:**

unieruchomienie nadgarstka, stany zapalne połączone z silną bolesnością, niestabilności, proces rehabilitacji.

**Działanie:**

podparcie i unieruchomienie nadgarstka.

**Pakowanie:**

D-prawy / I-lewy.

**Długość:**18 cm.

**Kolor:**beż.

**Tabela - rozmiary:**

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Obwód nadgarstka (cm)	12-15	15-17	17-19	19-21

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL

**TYP:** lewy , prawy