

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-mf-50-di-p-2178.html>



Orteza na rękę i przedramię MF-50 D/I

Numer katalogowy	MF-50 D/I
Producent	Orliman

Opis produktu

Stabilizator nadgarstka wykonany jest z elastycznego materiału, zapinany na taśmy velcro, posiada wyciąganą aluminiową szynę dłoniową, która może być modelowana, a zakończenie końca dłoniowego ma ukształtowanie anatomiczne.

Zastosowanie:

unieruchomienie nadgarstka, stany zapalne połączone z silną bolesnością, niestabilności, proces rehabilitacji.

Działanie:

podparcie i unieruchomienie nadgarstka.

Pakowanie:

D-prawy / I-lewy.

Długość:18 cm.

Kolor:beż.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Obwód nadgarstka (cm)	12-15	15-17	17-19	19-21

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

TYP: lewy , prawy