

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-mf-52-di-p-2184.html>



## Orteza na rękę i przedramię MF-52 D/I

Numer katalogowy	<b>MF-52 D/I</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Stabilizator nadgarstka wykonany jest z półsztywnego, mocnego, nie oddychającego materiału, wyłożonego od środka frotte. Zawiera aluminiową szynę, która na końcu dłoniowym posiada anatomiczne ukształtowanie. Elastyczna, cienka osłona grzbietowa łączy oba brzegi rękawa stabilizatora, zapinany jest na taśmy velcro przeciągane przez sprzączki.

#### **Zastosowanie:**

funkcjonalne unieruchomienie nadgarstka, stany zapalne w przebiegu Artrosis i Arthritis, ochrona przed nawracającymi urazami, po zabiegach chirurgicznych, proces rehabilitacji.

#### **Działanie:**

całkowite unieruchomienie nadgarstka, łatwe w zakładaniu dzięki zapięciu na taśmy velcro przeciąganym przez sprzączki.

**Pakowanie:** D-prawy / I-lewy.

**Długość:** 13 cm.

**Kolor:** szary.

#### **Tabela - rozmiary:**

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Obwód nadgarstka (cm)	12-15	15-17	17-19	19-21

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL

**TYP:** lewy , prawy