

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-mf-60-di-p-2179.html>



Orteza na rękę i przedramię MF-60 D/I

Numer katalogowy	MF-60 D/I
Producent	Orliman

Opis produktu

Stabilizator nadgarstka wykonany jest z elastycznego materiału, zapinany na taśmy velcro, posiada wyciąganą aluminiową szynę dłoniową, która może być modelowana, a zakończenie końca dłoniowego ma ukształtowanie anatomiczne.

Zastosowanie:

unieruchomienie nadgarstka, stany zapalne połączone z silną bolesnością, niestabilności, proces rehabilitacji.

Działanie:

podparcie i unieruchomienie nadgarstka.

Pakowanie: D-prawy / I-lewy.

Długość: 22 cm.

Kolor: beż.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Obwód nadgarstka (cm)	12-15	15-17	17-19	19-21

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

TYP: lewy , prawy