

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-mfp-80-di-p-2182.html>



Orteza na rękę i przedramię MFP-80 D/I

Numer katalogowy **MFP-80 D/I**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Długi stabilizator nadgarstka ze stabilizacją kciuka wykonany jest z elastycznego, oddychającego materiału, posiada aluminiowe szyny dłoniową i kciukową, które mogą być modelowane i wyciągane, zakończenie dłoniowego końca szyny dłoniowej ma anatomiczne ukształtowanie.

Zastosowanie:

zmiany zwyrodnieniowe, doleczenie lub leczenie przy urazach skrętnych, doleczenie po złamaniach, zespół cieśni nadgarstka.

Działanie:

unieruchomienie, stabilizacja nadgarstka i kciuka.

Sporty:

siatkówka, piłka ręczna, inne.

Pakowanie: D-prawy / I-lewy.

Długość: 20 cm.

Kolor: beż.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4	XXL/5
Obwód nadgarstka (cm)	12-15	15-17	17-19	19-21	21-25

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL

TYP: lewy , prawy