

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-mfp-81-di-p-2191.html>



Orteza na rękę i przedramie MFP-81 D/I

Numer katalogowy	MFP-81 D/I
Producent	Orliman

Opis produktu

Stabilizator nadgarstka wykonany jest z półsztywnego, półprzepuszczalnego materiału, o zewnętrznej perforowanej strukturze wyłożonego od wewnątrz frotte. Posiada aluminiową szynę, która może być modelowana. Oba brzożgi stabilizatora po stronie grzbietowej połączone są materiałem z dodatkiem Lycry, zapinanie na taśmy velcro przeciągane przez sprzączki.

Zastosowanie:

Tendonitis i Tendosynovitis, funkcjonalne unieruchomienie kciuka i nadgarstka, ograniczenie ruchomości w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych, po urazach, powikłania pourazowe, w przebiegu chorób reumatycznych (RZS, Arthritis), po zabiegach, jako metoda stabilizacji w Arthrodesis, zespół cieśni nadgarstka.

Działanie:

pozycjonowanie kciuka i nadgarstka, łatwe zakładanie dzięki przeciąganym przez sprzączki taśmom velcro.

Pakowanie: D-prawy / I-lewy.

Długość: 21 cm.

Kolor: szary.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Obwód nadgarstka (cm)	12-15	15-17	17-19	19-21

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

TYP: lewy , prawy