

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-om6101-di-p-2213.html>

Orteza na rękę i przedramię OM6101 D/I



Numer katalogowy **OM6101 D/I**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Łuska wykonana z aluminiowego stelaża, który może być indywidualnie dopasowywany do medycznych potrzeb ustawienia dłoni, nadgarstka, palców, kciuka pacjenta. Łuska wyłożona jest pianką oraz materiałem frotte, które zapewniają wysoki komfort stosowania. Do stabilizacji dłoni służą dołączone taśmy welurowe zakończone taśmami velcro. W części dłoniowej znajduje się element pozwalający na separację palców, który dzięki mocowaniu na velcro może być indywidualnie przymocowywany.

Zastosowanie:

porażenia kończyny górnej, po udarach, w profilaktyce deformacji w chorobach reumatycznych, pooperacyjnie, w cieśni nadgarstka.

Pakowanie: D-prawa / I-lewa

Kolor: czarno-szary.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Szerokość dłoni (cm)	5-7	7-9	9-11
Długość łuski (cm)	31,5	34	36,5

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S