

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-tp-6100-di-p-2198.html>



Orteza na rękę i przedramię TP-6100 D/I

| | |
|------------------|--------------------|
| Numer katalogowy | TP-6100 D/I |
| Producent | Orliman |

Opis produktu

Łuska wykonana z termoplastycznego materiału, wyłożona piankowo-pluszową wyściółką, która absorbuje wilgoć i zapobiega ślizganiu się dłoni, może być czyszczona na mokro. Łuskę można kształtować przy pomocy odpowiednich urządzeń.

Zalecenia:

leczenie bólu, pourazowo, jako element komplementarny w leczeniu po zespoleniach w obrębie nadgarstka, jako alternatywa dla unieruchomienia gipsowego, zespół cieśni nadgarstka, zapalenia ścięgien lub inne stany zapalne w obrębie nadgarstka. Łuska może być w lekkim stopniu adaptowana do budowy anatomicznej pacjenta.

Działanie:

zadaniem łuski jest ograniczenie ruchomości nadgarstka, poprzez utrzymanie go w pozycji zgięcia grzbietowego 35-40 stopni i lekkiego odwiedzenia łokciowego, przy jednoczesnym wolnym ustawieniu palców i kciuka.

Pakowanie: D-prawa / I-lewa.

Długość: 34 cm.

Kolor: biały.

Tabela - rozmiary:

| ROZMIAR | S/1 | M/2 | L/3 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Obwód nadgarstka (cm) | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| Długość łuski (cm) | 22 | 24 | 26 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S

TYP: lewy , prawy