

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-tp-6101-di-p-2200.html>



## Orteza na rękę i przedramię TP-6101 D/I

Numer katalogowy	<b>TP-6101 D/I</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Łuska wykonana z termoplastycznego materiału, wyłożona piankowo-pluszową wyściółką, która absorbuje wilgoć i zapobiega ślizganiu się dłoni, może być czyszczona na mokro. Łuskę można kształtować przy pomocy odpowiednich urządzeń.

#### Zalecenia:

schorzenia neurologiczne (pochodzenia obwodowego i centralnego), choroby reumatyczne (profilaktyka deformacji), leczenie bólu, pourazowo, jako element komplementarny w leczeniu po zespoleniach w obrębie nadgarstka, jako alternatywa dla unieruchomienia gipsowego, zespół cieśni nadgarstka, zapalenia ścięgien lub inne stany zapalne w obrębie nadgarstka, artrozy stawów kciuka (Rizarthrosis - unieruchomienie stawu siodełkowego kciuka), urazy stawów kciuka. Łuska może być w lekkim stopniu adaptowana do budowy anatomicznej pacjenta.

#### Działanie:

łuska ogranicza ruchomości nadgarstka utrzymując go w pozycji zgięcia grzbietowego 10 stopni, kciuk ustawiony jest przeciwnie do dłoni.

**Pakowanie:** D-prawa / I-lewa.

**Kolor:** biały.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3	XL/4
Szerokość dłoni (cm)	6-7	7-8	8-9	9-10
Długość łuski (cm)	34	36	38	40

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL

**TYP:** lewy , prawy